



## ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 23 | REVISÃO: 12 | FOLHA: 001/ 001

# ACIDO SALICILICO TECN

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
WANILA ROCHA	DANIELE SANTOS	PAOLA SOUZA	04/08/2011

Fórmula molecular: C7 H6 O3  
Peso molecular : 138,12

**CÓPIA NÃO  
CONTROLADA**

## 1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5 APARENCIA	VISUAL	CRISTAIS BRANCOS OU PÓ CRISTALINO ROSA CLARO A MARROM CLARO
291 PUREZA (% PESO)	USP	MINIMO 99,0
1387 RESIDUO DE IGNICAO (%)	ME-23/274	MAXIMO 0,3

## 2. Itens de Aprovação

- 5,291,1387

## 3. Principais Aplicações

- ÉSTERES DO ÁCIDO SALICÍLICO POSSUEM PROPRIEDADES FLAVORIZANTES E AROMÁTICAS, SENDO AMPLAMENTE UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE ESSÊNCIAS, FORMULAÇÃO DE BRONZEADORES, PREPAROS CAPILARES E SHAMPOOS ANTI-CASPA.UTILIZADO COMO MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE DERIVADOS CORANTES, ATUA COMO CATALISADOR EM REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO, RETARDADOR DE CURA PARA BORRACHAS E TINTAS.

## 4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

## 5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.
- EM 14/01/02, SUBSTITUI REVISÃO 00, ALTERA ITEM 4.
- EM 06/12/02, SIBSTITUI REVISÃO 01, INCLUI ITEM 1.6.
- EM 31/03/03 SUBSTITUI A REVISÃO 02, ALTERA O ITEM 1, SUBTITENS 1.1 E 1.6
- EM 24/03/08, SUBSTITUI REVISÃO 03, EXCLUI O ITEM PONTO DE SOLIDIFICAÇÃO E INCLUI FAIXA DE FUSÃO.
- EM 09/02/2010, SUBSTITUI REVISÃO 04, ALTERA A LOGOMARCA DA COSMOQUIMICA.
- EM 30/04/2013 SUBSTITUI A REVISAO ANTERIOR E EXCLUI OS ITEN UMIDADE E CINZAS DOS ITENS DE APROVAÇÃO, CONFORME REVISAO TECNICA.
- EM 04/02/2014 SUBSTITUI REVISÃO 06, REVISÃO DO LAYOUT.
- EM 14/11/2014 SUSBTITUI REVISÃO 07, ALTERA O LIMITE DE UMIDADE (MÁXIMO 0,3 PARA MÁXIMO 0,5) CONFORME MONOGRAFIA DO FABRICANTE.
- EM 21/06/2018 SUSBTITUI REVISÃO 08, EXCLUI OS ITENS CINZAS (%PESO), FAIXA DE FUSÃO (°C) E UMIDADE (%PESO). INCLUI OS ITENS RESIDUO DE IGNIÇÃO (%PESO) E PERDA POR SECAGEM (%). ALTERA O METODO DE TESTE DO ITEM PUREZA (%) DE FABRICANTE PARA ME-23/274.
- EM 05/10/2018 SUSBTITUI REVISÃO 09, ALTERA O MÉTODO DE TESTE DO ITEM PUREZA PARA USP.
- EM 01/02/2019 SUSBTITUI REVISÃO 10, ALTERA O LIMITE DO ITEM PUREZA DE MINIMO 99,0 PARA 98,0 - 102,0.
- EM 06/06/2019 SUSBTITUI REVISÃO 11, EXCLUI O ITEM PERDA POR SECAGEM E ALTERA O LIMITE DOS ITENS APARÊNCIA DE "CRISTAIS BRANCOS" PARA "CRISTAIS BRANCOS OU PÓ CRISTALINO ROSA CLARO À MARROM CLARO" E DO ITEM RESIDUO DE IGNIÇÃO DE "MAXIMO 0,05" ARA "MAXIMO 0,3".

EM-23

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.